

Implante Torq®

NP

Ø 3,5 - 3,75 - 4,0 - 5,0



977004 - Short

977005 - Long

Características:

- TiGr4 Hard®
- Macro estrutura cilíndrica
- Dupla rosca com ápice ativo, quatro fresados
- Cone Morse indexado NP
- Rosca interna M 1.6
- Biplatform® (tipo switch)
- Linha única de componentes



Hard®

Titânio Hard® 955(MPa)


73% + Resistente

Indicações:

- Implantação estética unitária, parcial e múltipla
- Protocolo convencional e carga imediata
- Indicação dupla, maxila e mandíbula
- Short NP mandíbula, prótese múltipla

superfície

Porous



Ø 3,5
525385 - 3,5x8,5
525310 - 3,5x10
525311 - 3,5x11,5
525313 - 3,5x13
525315 - 3,5x15


Ø 3,75
525785 - 3,75x8,5
525710 - 3,75x10
525711 - 3,75x11,5
525713 - 3,75x13
525715 - 3,75x15

Ø 4,0
525285 - 4,0x8,5
525210 - 4,0x10
525211 - 4,0x11,5
525213 - 4,0x13

Ø 5,0
525585 - 5,0x8,5
525510 - 5,0x10
525511 - 5,0x11,5
525513 - 5,0x13

superfície

Vulcano



Ø 3,5
545385 - 3,5x8,5
545310 - 3,5x10
545311 - 3,5x11,5
545313 - 3,5x13
545315 - 3,5x15

Ø 3,75
545785 - 3,75x8,5
545710 - 3,75x10
545711 - 3,75x11,5
545713 - 3,75x13
545715 - 3,75x15

Ø 4,0
545285 - 4,0x8,5
545210 - 4,0x10
545211 - 4,0x11,5
545213 - 4,0x13

Ø 5,0
545585 - 5,0x8,5
545510 - 5,0x10
545511 - 5,0x11,5
545513 - 5,0x13



60
N.cm

Torque de inserção
recomendado.

Ø 3,75 / 4,3



Short® - NP BLT

580760 - 3,75x6,5/5,5

568455 - 4,3x6,5/5,5





MORSE INDEXADO

TORQ® NP SHORT® NP


Ø3,5 - 3,75 - 4,0 - 5,0
Ø3,75 - 4,3




exocad®

exocad®/inLab

Sonda Gengival



Healing Caps



Abutment

	Múltipla			Unitária - Múltipla	Unitária	Unitária - Múltipla	Unitária
	MB - Multi Base	MU - Micro Unit Mini Pilar		EC - Esteticone	UMD - Universal Modular Digital	UB - UCLA Base CrCo	TiBase Small Large
	Ø3,8 Torque 30Ncm	Ø4,8 Torque 30Ncm		Ø4,8 Torque 30Ncm	Ø3,5 Torque 30Ncm	Ø3,8 Torque 30Ncm	Ø3,8 Torque 30Ncm Ø4,5
	230020 - 0,8mm 230021 - 1,5mm 230022 - 2,5mm 230023 - 3,5mm 230024 - 4,5mm	Solid 136211 - 1,5mm 136212 - 2,5mm 136213 - 3,5mm 132095 - 5,5mm 136123 - 0,5mm E	2 peças 136101 - 1,5mm 136102 - 2,5mm 136103 - 3,5mm Linha 0 s/ Hex 136121 - 1mm	17° 148102 - 2,5mm 148103 - 3,5mm 30° 032103 - 3,5mm 032104 - 4,5mm	022191 - 1,5mm 022192 - 2,5mm 022193 - 3,5mm 17° 161192 - 2,5mm 161193 - 3,5mm 023122 - 2,5mm 023023 - 3,5mm 023024 - 4,5mm	020129 020016 Extensão 17° 023122 - 2,5mm 023121 - 2,5mm invert	020129 020016 Extensão 17° 023122 - 2,5mm 023121 - 2,5mm invert
	230009 - Quadrado (Mold. Aberta)	230007 - Cônico (Mold. Fechada)	103000 Cônico (Mold. Fechada)	094000 Quadrado (Mold. Aberta)	100000 - Cônico (Mold. Fechada)	023000 - Quadrado (Mold. Aberta s/ Hex)	167000 - Quadrado (Mold. Aberta c/ Hex)
	957255 Scan Conect MB	957253 Scan Conect MU	957259 c/ Hex Scan Conect EC	957261 Scan Conect UMD	957274 (Mold. Aberta) Transfer Scan TS (Ti)	026103 (Mold. Aberta) Ø3,6mm	028103 (Mold. Fechada) Ø3,6mm
	013411	013410	013414	013412	013401	013415 Small	013416 Large
	Rosca 1.6 Torque 20Ncm	Rosca 1.4 Torque 20Ncm	Rosca 1.4 Torque 20Ncm	Rosca 1.4 Torque 20Ncm	Rosca 1.6 Torque 20Ncm	Rosca 1.6 Torque 20Ncm	Rosca 1.6 Torque 20Ncm
	230003	157004 p/ Metal	158004 Fenda p/ Metal	020157 Exclusivo p/ Estrut. Zircônia	011004	020016	156104
	230006 Titânio múltiplos	159004 - Titânio múltiplos	112004 - Titânio s/ Hex múltiplos	170004 - Titânio c/ Hex unitário	109006 - Titânio Index	137104 - Titânio Index Ø4,5	137154 - Titânio Index Ø3,5 137124 Linha Zero Titânio s/ Hex
	230010 Calcinável	055097 CrCo	230011 Ti Cement EX	055096 - CrCo Cromo-Cobalto	144004 Ti Laser	036001 Ti Cement	144008 Ti Cement EX
	230002	095000	098000	099405	098000	099405	098000

IMPORTANTE: ESCANEAMENTO DIGITAL E INFORMAÇÃO PARA O LABORATÓRIO

É obrigatório identificar e informar corretamente ao laboratório:

- O Scan Conexão utilizado (Scan Conect, Transfer Scan ou Scan inL)
- Sobre qual Implante (NP 24° - FIT 11,5° - GM 16° - SL - HE RD - HE SD ...), ou
- Sobre qual Abutment (TiBase S - TiBase L - MU - MB - EC - UMD - UB ...)

TIPOS DE SCAN:

- SC** Scan Conect (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
- TS** Transfer Scan (escolher: sobre implante ou sobre abutment)
- inL** Scan inL (somente sobre abutment)

A identificação incorreta acarretará em erro no posicionamento do análogo digital e da prótese em geral.

Unitária - Múltipla	Scan inL Sirona® inLab
Micro Unit Mini Pilar	157004 Rosca 1.4
957267 inL MU	035001 Ti Cement inL
Multi Base	230003 Rosca 1.6
957266 inL MB	230004 Ti-curto
230005 inL MB	230005 Ti-longo
TiBase S	957057 - Small / white
957059 - Small / grey	
TiBase L	957058 - Large / white
957060 - Large / grey	
DentalCAD	
Conexão Biblioteca Digital	

www.conexao.com.br/bibliotecas